

INFORMATIONEN ZU WINDOWS SERVER 2016 UND WINDOWS 10

Version: 1.4



Dampsoft kann den Einsatz des Server-Betriebssystems Windows Server 2016 und des Client-Betriebssystems Windows 10 grundsätzlich freigeben.

Grundsätzlich sollten Sie der Empfehlung Ihres Systembetreuers folgen, der auf unsere Erfahrungen zurückgreifen und gegebenenfalls noch einmal ein Gespräch mit unserem Support führen sollte. Weitergehende Informationen kann ihr Systembetreuer in unseren Netzwerkinstallationsanleitungen auf www.dampsoft.de unter „Service“ – „Infos für Systembetreuer“ – „Betriebssystem und Netzwerkinstallation“ finden.

Hier unsere Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben bzw. die uns von Kunden gemeldet wurden:

Unter Windows Server 2016 und Windows 10 sind bei der Nutzung der DS-Win-Software bisher keine Einschränkungen bekannt.

Die Version Windows 10 Home sollte nur im Einplatzsystem verwendet werden. Befindet sich ein Computer im Netzwerk, sollten die Versionen Windows 10 Pro / Enterprise genutzt werden. Letztere Versionen können natürlich auch im Einplatzsystem genutzt werden.

WICHTIG:

Sollten Sie digitales Röntgen verwenden oder andere spezielle Peripherie-Geräte nutzen (z.B. auch Drucker, Kameras oder Scanner), fragen Sie bitte den Hersteller, ob diese Software bzw. diese Geräte unter Windows 10 / Windows Server 2016 unterstützt werden.

Eine Umstellung von Windows 7-/Windows 8-Systemen auf Windows 10 bzw. ein Wechsel des Serverbetriebsystems auf Windows Server 2016 ist aus Dampsoft-Sicht nicht notwendig, da sich keine Vorteile bei der Programmbedienung ergeben.

Unsere Informationen sind unverbindlich.

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp

T 04352 9171-16
F 04352 9171-90
info@dampsoft.de
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.**



DAMPSOFT
Die Zahnarzt-Software