


# EINRICHTUNG DER SCHNITTSTELLE ZU PAROSTATUSDE

Version: 1.1




Ihnen steht die Schnittstelle zum ParoStatusDE der Charité zur Verfügung.

Um die Schnittstelle zu aktivieren, gehen Sie über Einstellungen → sonstige Einstellungen → VDDS.



Hier können Sie sich die Schaltfläche für den ParoStatus aktivieren. Dieser wird Ihnen in der PatInfo auf der rechten Seite angezeigt. Bei Betätigung der Schaltfläche werden Patientennamen und Geburtsdatum übergeben.




Wenn Sie im ParoStatusDE die Befundung vorgenommen und gespeichert haben, können Sie die Daten exportieren. Das bedeutet, dass Sie die Daten auf ein für das DS-Win zugängliches Laufwerk speichern.

Im PA-Plan haben Sie die Schaltfläche „Import“ im Feld ParoStatusDE, wenn Sie diese Schaltfläche anwählen, können Sie die Datei für diesen Patienten importieren.

Abrechnung		ParoStatusDE	
4	0 x	39 Punkte =	0 Punkte
P200	0 x	14 Punkte =	0 Punkte
P201	0 x	26 Punkte =	0 Punkte
P202	0 x	22 Punkte =	0 Punkte
P203	0 x	34 Punkte =	0 Punkte
108	0 x	6 Punkte =	0 Punkte
111	0 x	10 Punkte =	0 Punkte
		=	0 Punkte € 0,00
Pktwert:	0,7000	sonst. Kosten €	0,00
		insgesamt €	0,00

Es öffnet sich dafür die Laufwerksauswahl, in welcher Sie die Datei anwählen können.



Aus dem ParoStatus werden Taschentiefen, Lockerungsgrade und Furkationsbefunde automatisch übernommen.

Sie können zusätzlich auch die BOP-Befunde übernehmen. Dafür müssen Sie in den Voreinstellungen des PA-Plans die Checkbox „BOP-Werte erfassen“ markieren.



**DAMPSOFT GmbH**  
Vogelsang 1  
24351 Damp

T 04352 9171-16  
F 04352 9171-90  
info@dampsoft.de  
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.  
Seit 1986.**



**DAMPSOFT**  
Die Zahnarzt-Software