



SCHNITTSTELLEN- BESCHREIBUNG DAMPSOFT- BEFUNDSCHNITTSTELLE Z.B. DENTAL EXPLORER3D

Version: 1.1



Die Dampsoft-Befundschnittstelle wird im Folgenden anhand des Dental Explorer3D beschrieben.

Die Dampsoft-Befundschnittstelle wird einmalig je Praxisrechner über „Einstellungen - Sonstige Einstellungen - VDDS“ im Reiter „Dampsoft-Befundschnittstelle“ und „VDDS-Schnittstelle“ eingerichtet. Es erscheinen folgende Fenster:



In den beiden Auswahllisten werden alle Programme aufgelistet, die bereits auf Ihrem Rechner installiert wurden und die Dampsoft-Befund-Schnittstelle unterstützen.

Wählen Sie das Programm aus, in das die Patientenbefunde und HKP-Planungen übergeben werden sollen (z. B. Dental-Explorer3D). Es erscheint automatisch eine Schaltfläche zum Aufruf des Programmes in der Patienteninformation und im Bereich HKP.

Bei Aufruf aus der „Patinfo“ heraus wird nur der aktuelle Befund übermittelt. Aus dem HKP heraus werden zusätzlich die Regelversorgung und die Therapieplanung des ausgewählten Plans übergeben.

Erfahrungen und Hinweise zu einzelnen Fremdprogrammen:

- **Im Dental Explorer3D** wird die VDDS-Schnittstelle über „Hilfe - Schnittstelle veröffentlichen“ aktiviert. Vorher würde im DS-Win-VDDS der D3D nicht angezeigt.
- **Dental Explorer3D:** es ist eine explizite Freischaltung für das DS-Win erforderlich. Kontaktieren Sie hierzu den Dampsoft-Vertrieb (04352 - 917 116 oder verkauf@dampsoft.de)

WICHTIG:

Im Reiter „VDDS-Schnittstelle“ sind nur Änderungen an den vorhandenen Einstellungen vorzunehmen, wenn das Fremdprogramm zusätzlich zum Befund auch Bilder zurückliefern kann (Anleitung des Fremdprogramms!), wie beispielsweise der Dental Explorer3D.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Dampsoft-Mitarbeiter keine inhaltlichen Fragen zu den Fremdprogrammen beantworten können.

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp

T 04352 9171-16
F 04352 9171-90
info@dampsoft.de
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.**



DAMP SOFT
Die Zahnarzt-Software