

# DATENÜBERNAHME MULTIDENT (LINUX)

Version: 1.1



## Allgemeine Hinweise zur Übernahme von Patienten- und Leistungsdaten aus dem MultiDent-Programm unter Linux

Um Daten in das DS-Win-Programm übernehmen zu können, sind einige vorbereitende Schritte im MultiDent-Programm notwendig:

- Loggen Sie sich als root auf dem Linux-Rechner ein

### Patientendaten übernehmen:

- Sie befinden sich automatisch im Verzeichnis root. Wechseln Sie mit folgenden Befehlen in das Patientenverzeichnis:

```
cd ..
```

```
cd home
```

```
cd multident
```

```
cd pat
```

Bitte beachten Sie, dass hinter cd jeweils ein Leerzeichen steht.

- Geben Sie den Befehl pwd ein. Es **muss** Ihnen jetzt das Verzeichnis /home/multident/pat/ angezeigt werden.
- Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
tar cvzf pat.tar.gz /home/multident/pat
```

Bitte beachten Sie, dass hinter tar, cvzf und pat.tar.gz ein Leerzeichen steht.

- Es ist nun im Verzeichnis /home/multident/pat/ eine Datei namens pat.tar.gz erzeugt worden.
- Kopieren sie diese Datei auf einen Windows-formatierten Datenträger.

### Leistungsdaten übernehmen:

- Wechseln Sie bitte wie folgt ins Leistungsverzeichnis:

```
cd ..
```

```
cd leistung
```

Bitte beachten Sie, dass hinter cd jeweils ein Leerzeichen steht.

- Mit dem Befehl pwd können Sie wieder kontrollieren, ob Sie sich im richtigen Verzeichnis befinden. Es **muss** Ihnen jetzt das Verzeichnis /home/multident/leistung/ angezeigt werden.
- Die Vorgehensweise für die Leistungen ist mit der für Patienten ähnlich:

```
tar cvzf leistung.tar.gz /home/multident/leistung
```

Bitte beachten Sie, dass hinter tar, cvzf und leistung.tar.gz ein Leerzeichen steht.

- Es ist nun im Verzeichnis /home/multident/leistung/ eine Datei namens leistung.tar.gz erzeugt worden.
- Kopieren sie diese Datei auf einen Windows-formatierten Datenträger.

## **Daten ins DS-Win übernehmen:**

- Begeben Sie sich bitte an den Computer an dem DS-Win installiert ist und an dem die Datenübernahme durchgeführt werden soll.
- Kopieren Sie dort die erzeugten Dateien in ein Verzeichnis und entpacken diese.
- Im DS-Win ist nun die Datenübernahme zu starten: Unter Verwaltung - Patientendaten übernehmen - Multident und alles übernehmen auswählen und mit Übernehmen starten. Nun geben Sie das Verzeichnis an in dem sich die Patientendaten befinden.
- Nach erfolgreicher Datenübernahme prüfen Sie bitte die Daten auch inhaltlich. Siehe hierzu auch unser Skript zur Datenübernahme. Sie finden das Skript „Datenübernahme Allgemein“. im Internet unter [www.dampsoft.de](http://www.dampsoft.de).

Sollten Sie im MultiDent bisher auch mit Digitalem Röntgen Multi-XRay gearbeitet haben ist zu klären, ob auch eine Datenübernahme der Röntgen-Bilder möglich ist. Die Dateien sollten sich im Verzeichnis /home/multident/multixray befinden. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich ausdrücklich an.

**DAMPSOFT GmbH**  
Vogelsang 1  
24351 Damp

T 04352 9171-16  
F 04352 9171-90  
info@dampsoft.de  
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.  
Seit 1986.**



**DAMP SOFT**  
Die Zahnarzt-Software