

DS WIN

DS-Win-MPG Ihr Partner im Hygienemanagement!

Steigang	Charge	Datum	Uhrzeit	Start	Freigegeben von	max. Temp.	Dauer	max. Druck
124	4	03.03.2020	10:43	1		134.0 °C	55 min 0 sek	1.90 Bar
122	2	02.01.2023	08:05	1		134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
123	3	02.01.2023	16:02	1		134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
126	6	06.01.2023	08:43	1		134.2 °C	5 min 0 sek	2.00 Bar
127	7	06.01.2023	20:11	1		134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
128	8	07.01.2023	12:23	1		134.0 °C	55 min 0 sek	1.90 Bar
129	9	07.01.2023	21:02	1	00003 Meier, Peter	134.2 °C	5 min 0 sek	2.00 Bar
130	10	08.01.2023	15:34	1	00003 Meier, Peter	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
131	11	10.01.2023	07:16	1	00003 Meier, Peter	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
132	12	11.01.2023	15:59	1	00002 Verwaltung / Abrechnung	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
133	13	11.01.2023	19:11	1	00002 Verwaltung / Abrechnung	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
131	1	13.01.2023	07:56	1	00023 GMB	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
134	15	13.01.2023	08:13	1	00023 GMB	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
135	16	13.01.2023	16:38	1	00023 GMB	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
136	17	13.01.2023	09:12	1	00003 Meier, Peter	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
137	1	13.01.2023	08:53	2	00003 Meier, Peter	135.0 °C	30 min 0 sek	3.20 Bar
138	2	13.01.2023	08:54	2	00002 Verwaltung / Abrechnung	135.0 °C	30 min 0 sek	3.20 Bar

Produktinformation

Nichts ist wichtiger als Sicherheit. Das DS-Win-MPG als Ihr starker Partner begleitet Sie dabei, den gesetzlichen Anforderungen im Bereich des Hygienemanagements zu entsprechen. Dokumentieren Sie Ihre verwendeten Medizinprodukte ebenso wie die lückenlose Durchführung der Hygienekette Ihrer Instrumente. Ordnen Sie die Produkte und Instrumente anhand ihrer Chargennummer eindeutig einer Behandlung zu - beantworten Sie so jede Nachfrage schnell und zuverlässig.

Erfassen Sie Ihre Produkte

Erfassen Sie einfach alle verwendeten Medizinprodukte und legen Sie die Chargennummer, Menge und das Verfallsdatum fest.

Speichern Sie vorhandene Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter direkt zum Material ab und finden Sie sie immer an der vorgeschlagenen Stelle wieder.

The screenshot displays the 'Materialerfassung' (Material Entry) window in the DS WIN software. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes tabs for 'Bestellung', 'Warekorb', 'Bestand', 'Materialerfassungen', and 'Materialimport'. Below these are sub-tabs for 'gesamt Mat. Erfassung' and 'Mat.-Erfassung pro Lieferant'.
- Material List:** A table with columns for 'Kürzel', 'Materialbezeichnung', and 'Hersteller'. The first row is highlighted: 'MPG_0002 Ultracain DS forte 1,7 ml' by 'Septodont'.
- Supplier Selection:** A table on the right with columns for 'S.', 'Lieferant', 'Netto-Preis', 'Netto alt', and 'Artikel-Nr.'. 'Henry Schein' is selected with a price of 77,20 and article number 8207813.
- Search and Details:** A search bar and a 'Barcode' button are present. Below, a detailed view for 'MPG_0002' shows 'Ultracain DS forte 1,7 ml' with manufacturer 'Septodont' and storage location 'Kühlschrank'.
- Inventory Management:** A 'Bestand' section on the right shows 'Bestandsaufnahme' for '18.01.2023' with fields for 'Erfassungsjahr', 'Maximale Menge' (500), 'Minimale Menge' (20), and 'Aktuelle Menge' (216).

Auf Kurs mit den richtigen Chargennummern

Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Behandlung – ordnen Sie die Chargennummern Ihrer Produkte schon vorab den Behandlungszimmern zu. Verknüpfen Sie die Medizinprodukte direkt mit den entsprechenden Leistungen – das DS-Win wird Ihnen bei der Erfassung der Leistung genau die Charge vorschlagen, die Sie in dem Behandlungszimmer verwenden.

Ihre Zimmerhistorie gibt Ihnen Aufschluss über aktuelle und auch abgelaufene Chargen. Durch einstellbare Filter finden Sie sich leicht zurecht.

Sie möchten wissen, welches Medizinprodukt in einer bestimmten Behandlung verwendet wurde? Durch die eindeutige Zuordnung finden Sie diese Information in der Statistik. Vermitteln Sie Sicherheit, in dem Sie sich selbst sicher fühlen!

The screenshot shows the DS-Win software interface for charge selection. At the top, a dropdown menu shows 'Zimmer: 1'. Below it, a table lists the selected material and its details:

Material	Chargen-Nr.	Verfallsdat	Verbraucht	Imp
Ultracain DS	1234567899	12/2023	0/50	

Below the table, there are input fields for 'Ultracain DS' with the following values:

- Chargennummer: 1234567899
- Verfallsdatum: 12 / 2023
- Gebrauchte Portionen: 1
- Aufgebraucht

On the right side, there is a section titled 'Bitte hinzufügen!' with a dropdown arrow. Below it, a table shows 'Bereits ausgewählte Chargen aus anderen Zimmern:'

Material	Charge	Zimmer
Ultracain DS	1234567899	1

At the bottom, there is a 'Direkteingabe Chargennummer' field and a 'Charge auswählen (Barcode)' button. The bottom bar contains buttons for 'OK', 'Abbrechen', 'Rückgängig', and 'Übernehmen'.

Sparen Sie sich viel Zeit durch die Benutzung von Barcodescannern – drucken Sie für Ihre Produkte Barcode-Etiketten bequem selber aus. In der Behandlung scannen Sie das Etikett ab und ordnen damit das Medizinprodukt dem Patienten unverwechselbar zu.

Das DS-Win dokumentiert die verwendeten Medizinprodukte eigenständig in der Kartei des Patienten – natürlich sind diese Informationen für Sie von allen Praxis-PCs aus sofort abrufbar.

Der Hygienekreislauf

Verlagern Sie erforderliche Dokumentationen arbeitssparend in das DS-Win:

- > Profitieren Sie vom Sterilisationskontrollbuch, ordnen Sie die Protokolle Ihren Sterilisationsvorgängen direkt zu
- > Setzen Sie mithilfe des DS-Win-MPG die RKI Richtlinien in Ihrer Praxis um
- > Stellen Sie sicher, dass Ihre geschützt gelagerten Instrumente ordnungsgemäß versiegelt wurden. Alle wichtigen Informationen finden Sie im Siegelnahtkontrollbuch

Erfassen Sie einen neuen Sterilisationsvorgang direkt mit allen Programmdetails des verwendeten Sterilisators oder Thermodesinfektors. Hinterlegen Sie spielend die enthaltenen Instrumente und Trays sowie Ihr Testverfahren.

Die Risiko-Einstufungen werden bei der mühelosen Verwaltung Ihrer Instrumente und Trays unmittelbar berücksichtigt. Berechtigte Mitarbeiter kontrollieren den Vorgang und geben die erfolgreiche Sterilisation frei – Sie erbringen dadurch jederzeit erforderliche Nachweise zum erfolgreichen Durchlauf der Hygienekette.

The screenshot displays the 'Sterilisationskontrollbuch' (Sterilization Control Book) interface. It features several key sections:

- Header:** 'Neuer Sterilisationsvorgang' (New Sterilization Process) with tabs for 'Sterilisationskontrollbuch', 'Übersicht', 'Dokumentation', and 'Verwaltung'.
- Date and Time:** 'Datum: 20.01.2023' and 'Uhrzeit: 11:52'.
- Charge and Test Process:** 'Charge: 1' and 'Testvorgang (keine Instrumente)'.
- Instrument and Tray Lists:**
 - Left Table:** Lists trays like 'Extraktionsatz', 'Grundinstrumente', 'PAR2 Tray', 'PA Tray', and 'Endo-Instrumente' with their respective counts and risk classes.
 - Right Table:** Lists instruments such as 'Abformlöffel OK', 'Chirurgischer Sauger', 'Ekr-Klopfer', 'Fräse', 'Füllungsinstrumente', 'Gatesbohrer', 'Wundhalter', 'Hebel Chirurgisch', and 'Kofferdammklammer' with their counts and risk classes.
- Protection Status:** 'Geschützt gel.' (Protected) and 'Ungeschützt gel.' (Not Protected) with counts of 1 and 2 respectively.
- Barcode and Program Selection:** A 'Barcode' field and a 'Vorschlag: <keine Auswahl>' dropdown.
- Program Details:** A 'Standardprogramm' dropdown and a 'Programmdetails' section showing 'max. Temperatur [°C]: 134.0', 'Dauer [mm:ss]: 45 : 0', and 'max. Druck [Bar]: 1.30'.
- Test Procedure and User:** 'Testverfahren: Indikatorstreifen' and 'Durchführende Mitarbeiterin: 33 Praxismitarbeiterin'.

Auch die Barcode-Etiketten für geschützt gelagerte Instrumente drucken Sie mit herkömmlichen Druckern in Ihrer Praxis selber aus.

Erfahren Sie im Kontrollbuch auf einen Blick, ob ein Vorgang erfolgreich war:

- > Sie sehen, wer die Prüfung durchgeführt und die Freigabe erteilt hat
- > Greifen Sie direkt auf das zugeordnete Protokoll zu
- > Die Protokolldateien der Geräte (Siegelgeräte, Sterilisatoren, Thermodesinfektoren etc.) werden – je nach Art des Gerätes – automatisch im Kontrollbuch zugeordnet

Ordnen Sie Ihre Instrumente aus erfolgreich durchgeführten Sterilisationsvorgängen bei der Behandlung einfach dem Patienten zu. Filtern Sie bei Rückfragen schnell und unkompliziert, welches Instrument bei welchem Patienten verwendet wurde. So haben Sie jederzeit die Sicherheit, auf alle Nachfragen Antworten und Nachweise vorlegen zu können und gewährleisten damit eine sichere und effiziente Verwaltung Ihrer Instrumente.

Id	Sterigang	Charge	Datum	Uhrzeit	Steri	Freigegeben von	max. Temp	Dauer	max Druck
124	4	03.03.2020	10:43		1		134.0 °C	55 min 0 sek	1.90 Bar
122	2	02.01.2023	08:05		1		134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
123	3	02.01.2023	16:02		1		134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
126	6	06.01.2023	08:43		1		134.2 °C	5 min 0 sek	2.00 Bar
127	7	06.01.2023	20:11		1		134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
128	8	07.01.2023	12:23		1		134.0 °C	55 min 0 sek	1.90 Bar
F129	9	07.01.2023	21:02		1	00003 Meier, Peter	134.2 °C	5 min 0 sek	2.00 Bar
130	10	08.01.2023	15:34		1	00003 Meier, Peter	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
131	11	10.01.2023	07:16		1	00003 Meier, Peter	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
132	12	11.01.2023	15:59		1	00002 Verwaltung / Abrechnung	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
133	13	11.01.2023	18:11		1	00002 Verwaltung / Abrechnung	—	—	—
121	1	13.01.2023	07:56		1	00023 QMB	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
134	15	13.01.2023	08:13		1	00023 QMB	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
135	16	13.01.2023	16:38		1	00023 QMB	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
136	17	13.01.2023	09:12		1	00003 Meier, Peter	134.0 °C	45 min 0 sek	1.30 Bar
137	1	13.01.2023	08:53		2	00003 Meier, Peter	135.0 °C	30 min 0 sek	3.20 Bar
138	2	13.01.2023	08:54		2	00002 Verwaltung / Abrechnung	135.0 °C	30 min 0 sek	3.20 Bar

Etiketten drucken: geschützt, ungeschützt, alle
Protokolle: zuordnen, kopieren, anzeigen
Testverfahren: Indikatorstreifen, erfolgreich, freigeben
Filter: Sterigang von 0 bis 0, Charge von 0 bis 0, Steri von 0 bis 0, Datum von 0 bis 0, Programm: Alle, Erfolgreich, Fehlgeschlagen

Weitere Informationen

Für Angebotsanfragen wenden Sie sich an: vertrieb@dampsoft.de | www.dampsoft.de/produktweiterungen

Für Schulungsanfragen besuchen Sie: www.dampsoft.de/schulungen